

高濃度アルコールが使えない 福祉用具類に これ“ひとつ”。



5L

500mL(空)

介護施設のための

One 福祉用具用クリーナー

- ・5L(コック付き) K-103
- ・500mL専用つめかえ容器(空) K-203

原液で使う 弱アルカリ性



車いす・歩行器
リハビリ器具

タッチパネル
機器類の画面

床の除菌で
足裏を清潔に

※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

- ✓ 高濃度のアルコール
が不要に
- ✓ 福祉用具類に優しく
使える
- ✓ 拭きスジが残らない
ので2度拭きが不要

✓ 高濃度アルコールでは使えない材質にも使える

合皮を傷めない。



合皮は福祉用具で最も多い材質の一つですが、高濃度アルコールで繰り返し拭くと傷みの原因となります。ご利用者が直接触れる部分でもあるので、合皮を傷めないクリーナーでこまめに拭きあげてをおすすめします。

タッチパネル※やデジタル画面に。



※注意


タッチパネルに使う場合、使用機器の説明書をご確認ください。テレビ(液晶、プラズマ)・パソコンの画面には使用しないでください。

介護のDX化に伴って増えてきた高価なデジタル機器類を、キレイにながく使い続けるためには、こまめな掃除が欠かせません。


✓ 除菌・ウイルス除去効果※

※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。


菌やウイルスに素早く発揮。



※本品：菌液(9:1)で1分間処理



※本品：菌液(9:1)で1分間処理



※本品：ウイルス液(9:1)で30秒間処理

基本の使い方



原液のまま使用してください。器具類には直接スプレーせずに、布や紙などにスプレーして掃除箇所を拭きあげてください。

主な使用例



※ゴムタイヤには目立たないところで試してからお使いください。